

# Abans i Després de l'Operació

Al preparar al pacient per l'operació



una cullerada sopera d'Agarol a l'anar al

llit



en comptes del corrent oli

de ricí, evitarà qualsevol trastorn gàstric.



Uns quants dies després,



quan el pacient torni a prendre aliment,



mitges dosis d'Agarol



serviran de llògic eliminador perquè estimula

la peristalsis



suaument sense mo-

lèsties ni dolors.

*AGAROL es l'emulsió  
original d'oli mineral i  
agar-agar amb fenolfta-  
lina. Estova el contingut  
intestinal i estimula  
suaument la pe-  
ristalsis.*

Agarol és agradable al paladar,  
sense gust artificial i fàcil de  
prendre. La presa corrent per al  
restrenyiment es una cullerada so-  
pera que es redueix a mida que  
millora l'estat de la persona.

*Amb gust enviarem una  
mostra per a prova.*

## AGAROL per al restrenyiment

Laboratorio y Comercio Substancia, S. A. - Apartat 410 - Barcelona