

SALISOD

solucions especials
de salicilat sòdic elab-
orades amb una
tècnica perfecta, ori-
ginal i exclusiva del
nostre laboratori.

solució

(via gàstrica)

dos grams de salicilat per cullerada (15 c.c.)

tolerancia perfecta

endovenós, 10:20%

un i dos grams de salicilat per injectable,
respectivament (10 c.c.). Solució amb suero glucosat

intramuscular

un gram de salicilat per injectable (3 c.c.)

completament indolor

VARISSOD esclerosant.

(via endovenosa)

tractament de les varices
per l'acció esclerosant
del salicilat sòdic

concentracions al 30 i 40 %
ampolles de 3 c.c.

Laboratori Farmacéutic MARTÍ CUATRECASAS

especialitat de salicíliques.

Valencia, 304 · BARCELONA · Teléfon: 77829