

POLIFOSFORINA

POLS, COMPRIMITS I INJECTABLES
ESGOTAMENT FÍSIC I INTEL·LECTUAL

Laboratoris
Febus

CONTRA L'UREMIA
INJECTABLES

DIURESINOL

BOROLUMYL

(sense Bromurs)
Contra
Epilepsia Corea, Vòmits de l'Embaràs

YODUROS BERN

de POTASI i de SODI
Píndoles de 0,25 grams

VARI-FLEBOL

Ampolles i Graees
Per a combatre
VARICES, FLEBITIS, Etc.

Per a mostres i literatura al Laboratori BENEYTO - Apartat de Correus núm. 648 - MADRID

Gabinet Roentgen i electromèdic

Fundat l'any 1923

Dr. Josep Malaret i Vilar

Consulta especial, corrent, econòmica i gratuïta

HORARI: a les 11, a les 4 i hores convingudes

Despatx: Rambla de Catalunya, 29, 1.er-ascen.,

Telèfon 12314

Clinica carrer Platon, 1. (Policlínica)

Telèfon 71425

Domicili: carrer Navarro Reverter, 7 (Torre) - Tel. 76617

Radiografia i tractament d'urgència a domicili

ATEROM

Hipotensor d'acció suau. Antiesclorós. Modificador de l'endartèria i de la viscositat sanguínia. Estats artèrio-esclerosos. Ateroma. Hipertensió. Cefalàlgies. Rodaments de cap. Congestió cerebral. Nefritis intersticial, etc.

FÒRMULA PER COMPRIMIT:

Extracte muérdago 3 cg. Silicat sòdic 7 cg.
Cltrat sòdic pur 60 cg. Essència d'anís, Indicta.

DOSIS: Un o dos comprimits, segons prescripció mèdica, abans del dinar i sopar.

VARNASAN

SERUM NARI ARSENIO-ANADIAT

Poderós reconstituent i aperitiu d'efecte ràpid

Per a impedir el costum a la medicació vanàdica han d'alterar-se les dues menes d'ampolletes, amb la qual cosa la sal de vanadi s'administra de manera intermitent, sense interrompre la medicació arsenical.

Ampolles retol d'argent

Metavanadat 1 mg.

Arrhenal 10 cg.

Aigua de mar esterilitzada 2 cm.³

Ampolles retol vermell

Arrhenal 10 cg.

Aigua de mar esterilitzada 2 cm

El VARNASAN ha d'injectar-se per sèries (d'una capsula) interrompudes per descans d'una setmana.

CLOROGEN LUMEN

SOLUCIÓ

Estabilitzada per temps indefinit, d'hipoclorít sòdic al 5 × 10⁰%, obtinguda pel procediment prop, patentat, químicament pura i absolutament neutra. Reemplaça a tots els antisèptics coneguts per no ésser ni tòxic ni càustic.

ES GARANTEIX EL QUE NO PRODUUEIX MORTIFICACIO EN ELS TEIXITS

DEPOSITARI EXCLUSIU: Centre Farmacèutic Giennense - JAEN

POMADA

Es caracteritza pel

SEU

Màxim poder antisèptic
Neutralita absoluta
Atoxicitat i inalterabilitat
Carència completa d'olor

Provoca un corrent osmòtic el qual facilita el desprendiment i destrucció dels esfàcels i exsudats. Insustituïble en tota mena de CREMADES, i d'ús general en CIRURGIA i DERMATOLOGIA per les seves imponderables qualitats antisèptiques, anti-flogístiques i resolutives.