

# SALISOD

solucions especials  
de salicilat sòdic elab-  
orades amb una  
tècnica perfecta, ori-  
ginal i exclusiva del  
nostre laboratori.

## solució

(via gàstrica)

dos grams de salicilat per cullerada (15 c.c.)

tolerancia perfecta

## endovenós 10:20%

un i dos grams de salicilat per injectable,  
respectivament (10 c.c.). Solució amb suero glucosat

## intramuscular

un gram de salicilat per injectable (3 c.c.)

completament indolor

---

---

# VARISOD esclerosant.

(via endovenosa)

tractament de les varices  
per l'acció esclerosant  
del salicilat sòdic

concentracions al 30 i 40 %,  
ampolles de 3 c.c.

Laboratori Farmacèutic MARTÍ CUATRECASAS

**especialitats salicíliques.**

Valencia, 304 · BARCELONA · Teléfon: 77829