



Ràdio Calor

Saquets generadors de calor mitjançant reaccions exotèrmiques.

Duració: 150 hores en intervals a voluntat
Amb una cullerada d'aigua freda s'obtenen temperatures de 37° a 95°, graduables segons desig.

Termoplasma

Ràdio Calor

Gliceroplasma antiflogístic que genera calor. S'adapta sense adherir-se.

Ajóvitina Pyre

Tònic nerviós de fòsfor i ferro orgànics i esterines d'all. No augmenta la pressió arterial.

PRODUCTES PYRE-Provença, 292; Wad-Ras, 117 i 119, i Dos de Maió, 27 al 35-BARCELONA
MOSTRES I LITERATURA A DISPOSICIO DELS SENYORS DOCTORS



Per al tractament de l'anèmia

**REALITZACIÓ CLÍNICA
— PERFECTA
— DEL
MÉTODE DE MNOT-MURPHY**

Flascó de 100 cc
equivalent a
1 kg. de fetge
fresc.

Elimina el gust
i la intolerància
del fetge.

Tres a cinc cu-
lleradetes diàries

hepal XAROP

hepal

LA EFICACIA DE
600 gr. DE FETGE EN
UNA AMPOLLA DE 2 CC
En ampolles de 2 c. c., con-
tenint el principi antianèmic
de 20 gr. de fetge i corres-
ponent en eficàcia a 300 gr.
de fetge fresc. Una a tres am-
polles per via subcutània in-
tramuscular o intravenosa
diàriament.

**PRINCIPI ANTIANEMIC
AILLAT DEL FETGE
EN FERRO I COURE**

INIECCIÓ INDOLORA

**HEPAL
INIECCIONABLE**

PRODUCTE NACIONAL

LABORATORI JUSTE
Apartat de Correus 9030

MADRID

HEPAL proporciona les substàn-
cies orgàniques que formen el
glòbul roig i els elements inorgà-
nics que produeixen l'Hemoglo-
bina.

