

# SALISOD

solucions especials  
de salicilat sòdic elab-  
orades amb una  
tècnica perfecta, ori-  
ginal i exclusiva del  
nostre laboratori

## solució

(via gàstrica)

dos grams de salicilat per cullerada (15 cc)

t o l e r a n c i a   p e r f e c t a

## endovenós, 10:20%

un i dos grams de salicilat per injectable,  
respectivament (10 cc). Solució amb suero glucosat

## intramuscular

un gram de salicilat per injectable (3 cc.)

c o m p l e t a m e n t   i n d o l o r

---

---

# VARISSOD esclerosant.

(via endavenosa)

tractament de les varices  
per l'acció esclerosant  
del salicilat sòdic

concentracions al 30 i 40 %  
ampolles de 3 cc.

Laboratori Farmacèutic MARTÍ CUATRECASAS

**especialitats salicíliques.**

Valencia, 304 · BARCELONA · Teléfon: 77829