

SALISOD

solucions especials
de salicilat sòdic ela-
borades amb una
tècnica perfecta, ori-
ginal i exclusiva del
nostre laboratori.

solució

(via gàstrica)

dos grams de salicilat per cullerada (15 c.c.)

tolerancia perfecta

endovenós 10:20%

un i dos grams de salicilat per injectable,
respectivament (10 c.c.). Solució amb suero glucosat

intramuscular

un gram de salicilat per injectable (3 c.c.)

completament inodor

VARISSOD

esclerosant.

(via endovenosa)

tractament de les varices
per l'acció esclerosant
del salicilat sòdic

concentracions al 30 i 40 %
ampolles de 3 c.c.

Laboratori Farmacèutic MARTÍ CUATRECASAS

especialitats salicíliques.

Valencia, 304 · BARCELONA · Teléfon: 77829