

SALISOD

solucions especials
de salicilat sòdic elab-
orades amb una
técnica perfecta, ori-
ginal i exclusiva del
nostre laboratori

solució

(via gástrica)

dos grams de salicilat per cullerada (15 c.c.)
tolerancia perfecta

endovenós 10:20%

un i dos grams de salicilat per injectable,
respectivament (10 c.c.). Solució amb suero glúcosat

intramuscular

un gram de salicilat per injectable (3 c.c.)
completament indolor

VARISOD esclerosant.

(via endovenosa)

tractament de les varices
per l'acció esclerosant
del salicilat sòdic

concentracions al 30 i 40 %
ampolles de 3 c.c.

Laboratori Farmacéutic MARTÍ CUATRECASAS

especialitats salicíliques.

Valencia, 304 · BARCELONA · Teléfon: 77829