

SALISOD

solucions especials
de salicilat sòdic elab-
orades amb una
tècnica perfecta, ori-
ginal i exclusiva del
nostre laboratori

solució

(via gàstrica)

dos grams de salicilat per cullerada (15 c.c.)

t o l e r a n c i a p e r f e c t a

endovenós 10:20%

un i dos grams de salicilat per injectable,
respectivament (10 c.c.). Solució amb suero glucosat

intramuscular

un gram de salicilat per injectable (3 c.c.)

c o m p l e t a m e n t i n d o l o r



VARISOD

esclerosant.

(via endovenosa)

tractament de les varices
per l'acció esclerosant
del salicilat sòdic

concentracions al 30 i 40 %
ampolles de 3 c.c.

Laboratori Farmacèutic MARTÍ CUATRECASAS

especialitat salicilique.s.

Valencia, 304 · BARCELONA · Teléfon: 77829