



# CAL-BIS-MA

Tres minuts... es estrictament el temps que necessita una culleradeta de CAL-BIS-MA per a neutralitzar l'hiperacidesa gàstrica.


Usar-ho assegura una acció ràpida i a l'ensems prolongada, degut a les sals de bismut i al carbonat de calci.

El CAL-BIS-MA conté, demés, caolin col·loïdal, el qual protegeix la mucosa gàstrica i absorbeix el gas.

Medicació específica per a el tractament alcalí de les úlceres de l'estòmac.

FÓRMULA : Carbonat de Calci 25 grs  
Subgalat de Bismut 2,18 grs. - Subcarbonat de Bismut 4,81 grs. - Carbonat de Magnèsia 15 grs. - Bicarbonat de sodi 30 grs. - Caolin col·loïdal 10 grs

Per a literatura i mostres gratuïtes als senyors metges, dirigir-se a:



**LABORATORIO Y COMERCIO SUBSTANCIA, S. A.**

Apartat 410 - Barcelona

# Institut = Frenopàtic

Fundació Dolsa (1860)

Sanatori per al tractament  
de les malalties NERVIOSAS,  
MENTALS i les di-  
verses TOXICOMANIES



**BARCELONA (L. C.)**

METGE DIRECTOR: DR. JOSEP CÓRDOBA

MEDICINA GENERAL:

DR. PERE BATLLÉ I AMFRES

NEUROLEG:


DR. ANTONI SUBIRANA

CAPS DE CLINICA: DR. PERE COT

DR. A. MARTÍ GRANELL

LABORATORI: JOSEP M. PIGEM

FARMACEUTIC: DRA. JOSEFINA RIU



Secció independent desti-  
nada a malalties PSICO-  
NEUROSIQUES i a cures  
de repòs i PSICOTERAPIA



**TELEFON 31345**