



CAL-BIS-MA

Tres minuts... es estrictament el temps que necessita una cullerada de CAL-BIS-MA per a neutralitzar l'hiperacidesa gàstrica.

Usar-ho assegura una acció ràpida i a l'ensembs prolongada, degut a les sals de bismut i al carbonat de calci.

El CAL-BIS-MA conté, demés, caolin col·loïdal, el qual protegeix la mucosa gàstrica i absorbeix el gas.

Medicació específica per a el tractament alcalí de les úlceres de l'estòmac.

FÓRMULA : Carbonat de Calci 25 grs
Subgalat de Bismut 2,18 grs. - Subcarbonat de Bismut 4,81 grs. - Carbonat de Magnèsia 15 grs. - Bicarbonat de sodi 30 grs. - Caolin col·loïdal 10 grs

Per a literatura i mostres gratuites als senyors metges, dirigir-se a:



LABORATORIO Y COMERCIO SUBSTANCIA, S. A.

Apartat 410 - Barcelona

T-P DE "TROUETTE - PERRET"

Aphloïna

Específico de las Enfermedades del Cambio de Edad

Desórdenes Circulatorios

ELIXIR

Papaïna PEPSINA VEGETAL

Poder Digestivo energico

Enfermedades del Estomago y de los Intestinos

ELIXIR-JARABE

Oponuclyl IRRADIADO

Medicación Sinérgica Organo-Mineral

Anemia - Cansancio Tuberculosis - Linfatismo

ESFERULAS

Gotas Livonianas

Enfermedades de las Vías Respiratorias

Catarros - Tos Bronquitis

CAPSULAS

Laboratoires TROUETTE-PERRET - 15, Rue des Immeubles-Industriels - PARIS
Depositario : GIMENEZ - SALINAS y Ca - 2 y 4, Calle Sagrera - BARCELONA

Tratamiento bioquímico de las úlceras gastroduodenales

LAROSTIDINA "ROCHE"

Solución al 4% de clor-hidrato de histidina en ampollas de 5 c. c.
Inyección indolora, intramuscular o subcutánea - Una ampolla al

día durante 3 semanas aproximadamente

Sedación rápida del dolor - Ninguna contraindicación

Barcelona - Productos Roche, S. A. - Madrid