



# CAL-BIS-MA

Tres minuts... es estrictament el temps que necessita una cullerada de CAL-BIS-MA per a neutralitzar l'hiperacidesa gàstrica.

Usar-ho assegura una acció ràpida i a l'ensem prolongada, degut a les sals de bismut i al carbonat de calci.

El CAL-BIS-MA conté, demés, caolin col·loïdal, el qual protegeix la mucosa gàstrica i absorbeix el gas.

Medicació específica per a el tractament alcalí de les úlceres de l'estómac.

*FÓRMULA : Carbonat de Calci 25 grs  
Subgalat de Bismut 2,18 grs. - Subcarbonat de Bismut 4,81 grs. - Carbonat de Magnèsia 15 grs - Bicarbonat de sodi 30 grs. - Caolin col·loïdal 10 grs*

Per a literatura i mostres gratuïtes als senyors metges, dirigir-se a:

**LABORATORIO Y COMERCIO SUBSTANCIA, S. A.**

Apartat 410 - Barcelona

## NOU PRODUCTE WASSERMANN

### GADIL CALCIC WASSERMANN

(sense iode)

en injectables d'1 c. c. per a nens; de 2 c. c. per a adults; de 5 c. c. per a teràpia intensiva

Fórmula per injectable d'1 c. c.: 0'65 grs. d'oli de ferge de bacallà, 0'10 d'oleat càlcic, 0'05 resines de pl, 0'10 lecitina, 0'10 gualacol, 0'10 eucaliptol, i 0'05 de mentol.

Potent medicació per a: formes pr. tuberculoses i tuberculoses, raquitisme, depauperacions, trastorns neuro vegetat us, decalcificació .

### ALTRES PRODUCTES WASSERMANN

Gadil Wassermann (amb iode)  
Iodes Wassermann  
Diarsen-Iodes Wassermann  
Lecitina i Colesterina Wassermann  
Valero-Fosfer Wassermann  
Aspasmol Wassermann  
Lacto-Fosfer Wassermann  
Atussol Wassermann

**A. WASSERMANN, S. A.**

Barcelona                    ::                    Foment, 63

## INSTITUT RÖNIGEN

D'INVESTIGACIO  
BARCELONA

Radiodiagnòstic

Radioteràpia profunda

Radiumteràpia



Provença, núm 326

(Entre Lúria i Bruch)

Telèfon 70922

Hores de servei:

de 9 a 11 de 3 a 7

Festius: de 9 a