



TROMBOGÉNICO "LEO"

HEMOSTÁTICO

SOLUCIÓN ISOTÓNICA, ESTABLE Y ESTÉRIL DE TROMBINA
(FIBRO-FERMENTO EXTRAÍDO DEL TEJIDO MUSCULAR DE GALLINA)
ESTANDARTIZADO POR MÉTODO BIOQUÍMICO

En cajas de 1 y 5 inyectables de 5 c. c. y
Frascos de 10 c. c. para aplicación local y «per os»



COMERCIAL IBERO DANESA, S. A.

Sarrià, 7 LABORATORIO «LEOBYL» Barcelona (Sarrià)