



“BACILINA BULGARA”

GONZÁLEZ SUÁREZ

El primer ferment lactic «gotes» preparat a Espanya. Preferit per l'honorable Cos Mèdic. Garantitzen la seva terapèutica eminentes Professors, entre ells el savi *Ramon Turró, Agustí Pi i Suñyer, Ignasi Barraquer, Roig i Raventós, Vidal Jordana, Martínez Vargas, Pablo Ferrer i Piera, etc.*, etc.

Metge jove, si no ho coneixeu, demaneu mostres tant per a assaigs com per a ús particular

DOSI: 30 gotes al dia a totes hores i amb qualsevol vehicle líquid, fred o temperat, amb o sense sucre.

INDICACIONS: Modificació de la flora intestinal, Gastro-enteritis, Enteritis crònica i mucu-membranosa, Infeccions Auto-intoxicacions, Cirrosis hepàtica, Dermatosi, Dentició, Diarrees verdes infantils, etc.

MOSTRES I LITERATURA: P. SANSÓ — MUNTANER, 261 — TELÉFON 74689 — BARCELONA

“BENZIL IODOL”

ENRICH


L'Hipotensor «gotes» que per les seves rellevants virtuts terapèutiques mereix la confiança de l'honorable Cos Mèdic

Metge jove, si encara no ho coneixeu, demaneu mostres i us seran servides

FÓRMULA: Benzoat de bencil, Tanat d'iode orgànic, Extracte de «muérdago» (vesc) fresc, Arnica Montana, etc.

INDICACIONS: Hipertensió arterial essencial, simptomàtica, menopàusica: Estats arterioescloròtics; Hemorràgia cerebral; Angina de pit; Obesitat, etc.


DOSI: 30 gotes dues vegades al dia en dinar i sopar, amb aigua freda o calenta, amb o sense sucre o amb un xic de vi generós.



MOSTRES I LITERATURA: P. SANSÓ — MUNTANER, 261 — TELÉFON 74689 — BARCELONA

LABORATORIS UNITEX, S. A. - Mataró

Esparadrap Unitex al O. Z.
amb tela blanca i tela rosada



No és un esparadrap més; és un esparadrap de qualitat. Els cirurgians han reconegut en l'Esparadrap Unitex al O. Z. l'avantatge de no produir dermatitis. És molt adhesiu i s'arrenca amb suavitat. Està exempt de matèries resinoses i no molesta el que l'usa. No costa més, però és millor

Rodets de 5 metres per 1, 1 1/2, 2 1/2, 3 1/2, 5, 7 1/2 i 10 cms.

Rotllos de 10 metres per 1, 1 1/2, 2 1/2, 3 1/2, 5, 7 1/2 i 10 cms.

Rotllos de 1 metre de llarg per 20 cms. d'ample sense perforar i perforat

Rotllos de 5 metres de llarg per 20 cms. d'ample sense perforar i perforat

Emprant-lo s'obté qualitat i preu

Faci les seves proves a la Cooperativa de Consum del Sindicat de Metges