

de la part de l'anell que s presenta a l'operador, essent facil obtenir una secció del pesari per medi de traccions alternatives sobre ls dos extrems de la serra, que ha de tenir-se en compte en agafar ben fort.

No s necessita, pera fer això, l'anesthesia: com que la serra és molt fina, pot donar molt bé la volta al pesari fixant-la amb una agulla de Deschamps.

UTER

WESTERMARK. — Tractament del carcinoma ulcerat del coll pel calor constant. — (*Centralb. für Gyn.*, n.º 49, 1898.)

L'autòr ha provat d'utilisar el metode de l'aplicació constant del calor, que ha donat molt bons resultats en dermatologia, al tractament de les ulceracions malignes del coll, a l'objecte de combatre lo més aviat possible l'infecció de les llagues d'aquesta mena.

En el primer cas tractat, una estufa a 52º permet d'obtindre sobre la mateixa ulceració un calor constant de 42º per medi d'un tubo d'argent enrotllat en espiral amb orifici d'entrada pera l'aigua calenta i un altre orifici pera la sortida, comunicant aquest ultim, per medi d'un altre tubo, amb un cubell o recipient. Abans de deixar l'espiral sobre de la llaga ha de cobrir-se-la de boata hydrophila. Cal no construir-la de plom, perquè en aquest cas son pes podria provocar accidents de decubit.

No cal dir que l grau thermic en el punt de l'aplicació varía segons la llargaria del tubo que fa comunicar l'estufa am l'espiral; la temperatura ambient, així com la rapidesa de la corrent, influeixen també en aquest sentit, devent-se tenir, en cada cas particular, compte d'aquests factors, a més de que no totes les malaltes poden soportar les mateixes temperatures. Deu fixar-se, doncs, el minimum a 42, havent vist l'autòr una malalta que sofria sense dificultat 58º5. Per terme mig, am 44º n'hi haurà prou, i, per regla general, la duració de l'aplicació serà de 48 hores.

En set casos tractats per aquest procediment hi va haver curació completa de l'ulcera saniosa i hemorragica (l'autòr fa una distinció entre l carcinoma inoperable que persisteix en sa evolució i els accidents que han requerit l'intervenció) en una sola sessió; en els altres casos s'ha obtingut una superficie am molt boniques granulacions, sense tendencia marcada a la curació, i supressió completa de la mala olor, del flux sanios i de les hemorragies.

A. DÜHRSEN. — Excisió total profunda de la mucosa uterina contra les metrorragies. — (*Centralb f. Gyn.*, p. 1353, 17 Desembre 1898.)

L'autòr ha usat en quatre casos un procediment radical de curació de les metrorragies amb èxit complet i en condicions d'absoluta innocuïtat, per un methode curios i realment original. Aquest consisteix en buidar per complet l'uter, en *pelar-lo* per son interior, servint-se del bisturí, de manera que s transformi en una bossa purament muscular, desprovista per complet de l'element mucós. En efecte, ja és sabut que després del rasclament, per energetic que aquest sigui, la regeneració de la mucosa uterina s fa molt depressa, gracies als illots glandulars insertats fonament entre les fibres musculars, i que han d'escapar forçosament al rasclament de la superficie, no logrant-ho tampoc d'una manera completa quan s'usen els caustics segons el methode den Dumont-pallier. Per poca mucosa que s reformés darrera l'orifici intern atresiat,