

DIGI-VAL

Tintura de digital valorada biológicamente según el método oficial de la Comisión de Higiene de la Sociedad de las Naciones

Contiene todos los principios activos de las hojas de *Digitalis purpurea*

Su acción terapéutica es constante porque se titula siempre a razón de una unidad gato por centímetro cúbico

Cada c. c. (50 gotas) equivale a medio c. c. de solución de digitalina cristalizada al 1 por 1000

Laboratorios A. GAMIR
Padre Jofré, 9 — VALENCIA

Representante en Cataluña: **M. RIPOLL**
Casanova, 210, pral., 1.ª - Teléf. 73178
BARCELONA

Arrenoglicol

Granulado
inyectable

Bacilvintró

Comprimido
y líquido




Laboratorio:


J. Vintró Guardiola

San Andrés, 125
Llengua d'Òc, 2

BARCELONA

Muestras a
disposición
de los señores
médicos

CLINICA MENTAL  **Lloret de Mar (Gerona)**



Para enfermos mentales, nerviosos y toxicómanos de ambos sexos

Médico-director-residente: **M. BERNAT CARRERAS**
