
Els Resultats -

que donen el criteri més segur — han demostrat que l'ús sistemàtic del

AGAROL

ofereix noves possibilitats en el tractament del restrenyiment crònic. Al contrari dels laxants ordinaris, l'Agarol* no es limita a buidar l'intestí deixant-lo tant mandrós com abans.

Per el contrari, l'ús sistemàtic de l'Agarol exercita els cansats muscles intestinals i tendeix aixís a restaurar la seva capacitat inherent o fisiològica per funcionar naturalment sense ajuda artificial.

Laboratorio y Comercio Substancia, S. A.

Apartat 410

BARCELONA



*Emulsió uniforme, estable i perfectament homogènia, d'oli mineral puríssim, sumament viscos, amb agar agar i fenolftaleina (4 centígrams en cada cullaradeta)

Desengrasamiento por
Sinolysin
„Henning“

Dr. Georg Henning, Berlin-Tempelhof.

Representante general para España:
Walter Rosenstein, Barcelona, Apartado 712