

ATEROM

Hipotensor d'acció suau. Antiescloròsic. Modificador de l'endartèria i de la viscositat sanguínia. Estats artèrio-escleròsics. Ateroma. Hipertensió. Cefalàlgies. Rodaments de cap. Congestió cerebral. Nefritis intersticial, etc.

FÓRMULA PER COMPRIMIT:

Extracte muérdago 3 cg. Silicat sòdic 17 cg.
Citrat sòdic pur 60 cg. Essència d'anís, indicls.

DOSI: Un o dos comprimits, segons prescripció mèdica, abans de dinar i sopar.

VANARSAN

SERUM MARÍ ARSENIO-VANADIAT

Poderós reconstituent i aperitiu d'efecte ràpid

Per impedir l'hàbit a la medicació vanàdica ha d'alternar-se les dues classes d'ampolletes, amb la qual cosa la sal de vanadi s'administra d'una manera intermitent, sense interrompre la medicació arsenical.

Ampolla rètol plata		Ampolles rètol vermell	
Metavanadat	mg.	Arrhenal	10 cg. ²
Arrhenal	0 cg.	Aigua de mar	
Aigua de mar esterilitzada	2 cm. ³	esterilitzada	2 cm.

El VANARSAN ha d'injectar-se per sèries (d'una capsula) interrompudes per descans d'una setmana.

CLOROGENO LUMEN

SOLUCIÓ

Estabilitzada per temps indefinit, d'hipoclorit sòdic al 5 X ⁰/₁₀₀, obtinguda per procediment propi, patentat, químicament pura i absolutament neutra. Reemplaça a tots els antisèptics coneguts per no ésser ni tòxic ni càustic.

ES GARANTEIX EL QUE NO PRODUUEIX MORTIFICACIÓ EN ELS TEIXITS.

DEPOSITARI EXCLUSIU: Centre Farmacèutic Giennense - JAEN

POMADA

Es caracteritza pel

SEU { Màxim poder antisèptic
Neutralitat absoluta
Atoxicitat i inalterabilitat
Carència completa d'olor

Provoca un corrent osmòtic el qual acilita el desprendiment i destrucció dels esfàcels i exsudats. Insostituible en tota mena de CREMADES, i d'ús general en CIRURGIA i DERMATOLOGIA per les seves imponderables qualitats antisèptiques, anti-flogístiques i resolutives.

INSTITUT RÖNTGEN-CURIE

Radiologia integral-Càncers i tumors malignes
Tractament per Radium - Radioteràpia
Radiodiagnòstic

Dr. BREMON
Balmes, 102

De 4 a 6
Tel. 72413

El Casal ha d'ésser de tots

Subscriuiu-vos-hi!

Interès 4 % nominal (5 % efectiu)

lliure dels tributs actualment establerts